


Polyklonaler Anti-Pkn1-Antikörper Für Wb, Elisa - Q16512

Artikelnummer: CM0013156



Einführung

Kaninchen-polyklonaler PKN1-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem PKN1, einer Serin-/Threonin-Kinase, die an der Regulation des Zytoskeletts, der Zellmigration und der Transkription beteiligt ist. Ideal für die Krebs- und Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKN1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	DBK; PKN; PAK1; PRK1; PAK-1; PRKCL1; PKN-ALPHA; PKN1
Art	Mensch
Gen-ID	5585 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen PKN1 (NP_002732.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16512
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Kühlakku