


## Anti-Pknox1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55347

Artikelnummer: CM0024226



### Einführung

PKNOX1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, geeignet zum Nachweis von PKNOX1 (PREP-1) in menschlichen und Maus-Proben. Ideal für die Forschung zur transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PKNOX1 Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | PREP1; pknox1c; PKNOX1                                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                               |
| GenID             | 5316                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 322-436 von menschlichem PKNOX1 (NP_004562.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                         |
| SWISS             | P55323                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 48kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |