


Anti-Pkp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q99959

Artikelnummer: CM0027839



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PKP2 (Plakophilin-2). Validiert für WB und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Immunogen aa 578-837. Für Desmosomen-Biologie, kardiale Elektrophysiologie und Influenza-A-Wirtsrestriktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARVD9; PKP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5318
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 578-837 von humanem PKP2 entspricht (NP_001005242.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99959
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel