

Anti-Pkr/Eif2Ak2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19525

Artikelnummer: CM0024808



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PKR/EIF2AK2, validiert für WB und ELISA. Erkennt die Interferon-induzierte, dsRNA-aktivierte Kinase, die für die antivirale angeborene Immunität, die Stressantwort und die Signaltransduktion entscheidend ist. Geeignet für die Forschung zu Virusinfektionen, Krebs und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PKR/EIF2AK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5610
Gen-ID	5610
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 von humanem PKR/EIF2AK2 (NP_002750.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P19525
Protein-Gewicht	62kDa
Versand	Eistasche