


Anti-PLA2G1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04054

Artikelnummer: CM0026613



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PLA2G1B (Phospholipase A2) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Das Zielprotein ist am Phospholipidstoffwechsel, an Entzündungen und an der Abwehr gegen Helminthen beteiligt. Ideal für die Forschung zu Verdauungsenzymen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2G1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLA2; PLA2A; PPLA2; PLA2G1B
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5319
GeneID	5319
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-148 des humanen PLA2G1B (NP_000919.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P04054
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eistasche