


Anti-Pla2G2A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14555

Artikelnummer: CM0003397



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PLA2G2A (sPLA2-IIA), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Entzündungen, Wirtsabwehr und Lipidsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2G2A Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
Spezies	Mensch
GenID	5320
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 65-144 von humanem PLA2G2A (P14555) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14555
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel