


Anti-Pla2G2A-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14555

Artikelnummer: CM0013138



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PLA2G2A, eine sezernierte Phospholipase A2, die an Entzündungen und der antimikrobiellen Abwehr beteiligt ist. Für WB und ELISA validiert; geeignet für die Erforschung des Lipidstoffwechsels und der Wirtsabwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2G2A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5320
GeneID	5320
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-144 des humanen PLA2G2A entspricht (NP_001155201.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14555
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku