

Anti-PLA2G2D Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unk4

Artikelnummer: CM0030011

Einführung

Hochwertiger anti-PLA2G2D Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-PLA2G2D, eine sekretorische Phospholipase A2, die an antiinflammatorischen Reaktionen beteiligt ist. Ideal für Forschung im Bereich Immunologie und Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2G2D Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26279
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-145 von menschlichem PLA2G2D (NP_036532.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9UNK4
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel