


Anti-PLA2G4A-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P47712

Artikelnummer: CM0017327



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane zytosolische Phospholipase A2 (PLA2G4A, cPLA2 α). Für WB und ELISA validiert, erkennt humane und murine Proteine. Das Zielprotein ist an der Eicosanoid-Biosynthese und der Entzündungsreaktion beteiligt. – P47712

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2G4A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alpha; PLA2G4A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5321
GeneID	5321
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 550-749 der humanen PLA2G4A (NP_077734.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P47712
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Kühlakku