

Anti-Pla2G4C Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9Up65

Artikelnummer: CM0024979

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen die humane zytosolische Phospholipase A2 Gamma (PLA2G4C). Geeignet für IF/ICC und ELISA; ideal für die Untersuchung von Phospholipid-Remodellierung, Lipidtropfen-Biogenese und viralen Infektionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-PLA2G4C Kaninchen-Polyclonale Antikörper
Bemerkungen/Alias	CPLA2-gamma; PLA2G4C
Spezies	Mensch
GenID	8605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-189 von humanem PLA2G4C (NP_003697.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UP65
Proteinmasse	61 kDa
Versand	Eisbeutel