

Anti-Pla2G4D/Cpla2Delta Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q86Xp0

Artikelnummer: CM0015742



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane zytosolische Phospholipase A2 delta (PLA2G4D/cPLA2delta) für IF/ICC und ELISA. Beteiligt am Lipidstoffwechsel und an Entzündungsprozessen; exprimiert in mehrschichtigen Epithelien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2G4D-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	cPLA2delta; PLA2G4D
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	283748
Gen-ID	283748
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 510-680 der humanen PLA2G4D entspricht (NP_828848.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86XP0
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Kühlakku