

Anti-Pla2G6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60733

Artikelnummer: CM0026382

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für PLA2G6, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Forschung zu Phospholipidstoffwechsel, mitochondrialer Funktion und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2G6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GVI; PLA2; INAD1; NBIA2; iPLA2; NBIA2A; NBIA2B; PARK14; PNPLA9; Cal-PLA2; IPLA2-VIA; iPLA2beta; PLA2G6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	8398
Gen-ID	8398
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 151-250 des humanen PLA2G6 (NP_003551.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	O60733
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel