


Anti-Pla2G7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13093

Artikelnummer: CM0013269



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PLA2G7 (PAF-AH, LP-PLA2). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Zur Verwendung bei der Untersuchung des Platelet-activating factor-Abbaus und von Entzündungs- und oxidativen Stress-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2G7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7941
Gen-ID	7941
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 51-240 von humanem PLA2G7 (NP_005075.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q13093
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eistasche