

Anti-Pla2R1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13018

Artikelnummer: CM0007087



Einführung

Hochwertiger monoklonaler PLA2R1-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung des Phospholipase-A2-Rezeptors und die Diagnostik von Nierenerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2R1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22925
Gen-ID	22925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 810-910 des humanen PLA2R1 (NP_031392.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13018
Proteingewicht	169 kDa
Versand	Kühlakku