

Anti-Pla2R1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13018

Artikelnummer: CM0016766



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PLA2R1, validiert für WB und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung von Signalwegen und Clearance-Pfaden des sekretorischen Phospholipase A2-Rezeptors.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLA2R1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	22925
Gen-ID	22925
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 870-1130 des humanen PLA2R1 (NP_031392.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13018
Proteingewicht	169kDa
Versand	Eisbeutel