


Anti-Plazentare Alkalische Phosphatase (Plap) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05187

Artikelnummer: CM0008038



Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen humane plazentare alkalische Phosphatase (PLAP). Geeignet für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Unterstützt die Plazentabiologie und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Plazentare alkalische Phosphatase (PLAP) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ALP, IAP, ALPI, PALP, PLAP, PLAP-1, Plazentare alkalische Phosphatase (PLAP)
Spezies	Human
GeneID (Human)	250
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 der humanen Plazentaren alkalischen Phosphatase (PLAP) (P05187) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05187
Protein-Gewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel