

Anti-Plazentalaktogen (Csh1) Monoklonaler Antikörper Für Elisa Und If-P - P01243

Artikelnummer: CM0002395

Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes Plazentalaktogen (CSH1), geeignet für ELISA und IF-P. Entwickelt für Forschung zu plazentaren Hormonen und reproduktionsbiologischen Fragestellungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Plazentalaktogen (CSH1) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Plazentalaktogen (CSH1)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1442
Gen-ID	1442
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Plazentalaktogens (CSH1) (CSH1) (PODML2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01243
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel