


Anti-Plazental-Laktogen (Csh1) Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P0Dml2

Artikelnummer: CM0022401



Einführung

Plazental-Laktogen (CSH1) Kaninchen polyklonaler Antikörper für Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Zielt auf humanes choriones Somatomammotropin-Hormon 1, ein schwangerschaftsspezifisches Hormon, das an Laktation, fetalem Wachstum und Stoffwechsel beteiligt ist. Ideal für Forschung in der Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Plazental-Laktogen (CSH1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Plazental-Laktogen (CSH1)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1442
Gen-ID	1442
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-217 von humanem Plazental-Laktogen (CSH1) (NP_001308.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0DML2
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel