

Anti-Plau-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00749

Artikelnummer: CM0019504



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PLAU (Urokinase-Typ-Plasminogenaktivator). Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Proteasen und Fibrinolyse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLAU-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ATF; QPD; UPA; URK; u-PA; BDPLT5
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5328
Gen-ID	5328
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20–180 des humanen PLAU entspricht (NP_002649.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00749
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku