


Anti-Plaur Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03405

Artikelnummer: CM0013782



Einführung

Hochwertiger Anti-PLAUR Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA, der Reaktivität mit humanen, murinen und Rattenproben zeigt. Ziel ist der Urokinase-Rezeptor, entscheidend für Zellmigration und Geweberemodellierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLAUR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD87; UPAR; URKR; U-PAR; PLAUR
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5329
Gen-ID	5329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-305 des humanen PLAUR (NP_002650.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q03405
Protein-Gewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel