


Anti-Plc-Beta-3 (Plcb3) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q01970

Artikelnummer: CM0016093



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PLCB3, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist ein wichtiges GPCR-Signaleenzym. Ideal für die Erforschung der Signaltransduktion und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLC-Beta-3 (PLCB3) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SMDCD; PLC-Beta-3 (PLCB3)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5331
GeneID	5331
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01970
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Kühlakku