


Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01970

Artikelnummer: CM0002084



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PLC beta 3 (PLCB3), geeignet für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung von GPCR-vermittelter Signalübertragung, DAG/IP3-Bildung und Neutrophilenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLC beta 3 (PLCB3) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	5331
GenelD	5331
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01970
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Eisbeutel