


Anti-Plc-Gamma-1-(Plcg1)-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P19174

Artikelnummer: CM0017177



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PLC-Gamma 1 (PLCG1), validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Erkennt humanes und murines PLCG1 (149 kDa), ein wichtiges Phosphoinositid-Signalenzyme, das an Rezeptor-Tyrosinkinase-Signalwegen, der Aktinreorganisation und der Zellmigration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLC-Gamma-1-(PLCG1)-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5335
GenID	5335
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19174
Proteingewicht	149 kDa
Versand	Beutel mit Eis