


Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19174

Artikelnummer: CM0025594



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PLCG1 (Phospholipase C gamma-1), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Essentielles Werkzeug zum Studium intrazellulärer Signalwege und der Reorganisation des Aktin-Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	PLC gamma 1 (PLCG1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gamma 1 (PLCG1)
Spezies	Human
GeneID (Human)	5335
GeneID	5335
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von humanem PLC gamma 1 (PLCG1) (NP_002651.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19174
Protein-Gewicht	149kDa
Versand	Eisbeutel