


Anti-Plc Gamma 2 (Plcg2) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Artikelnummer: CM0018744



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PLC gamma 2 (PLCG2) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Entscheidend für die transmembrane Signalübertragung und die Generierung von second messengers.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLC gamma 2 (PLCG2) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; PLC gamma 2 (PLCG2)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5336
GenID	5336
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem PLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16885
Proteingewicht	148kDa
Versand	Eisbeutel