


Anti-Plc-Gamma-2 (Plcg2) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16885

Artikelnummer: CM0011487



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PLC-Gamma-2 (PLCG2), geeignet für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Spezies, wodurch Studien zur Signaltransduktion ermöglicht werden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLC-Gamma-2-(PLCG2)-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-Gamma-2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5336
Gen-ID	5336
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 701-800 von PLC-Gamma-2 (PLCG2) (NP_002652.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P16885
Proteingewicht	148 kDa
Versand	Kühlakku