

Anti-Plcb1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nq66

Artikelnummer: CM0022609

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PLCB1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes PLCB1 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 139 kDa. Geeignet für Studien zur Phospholipase-C-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLCB1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	DEE12; PLC-I; EIEE12; PI-PLC; PLC154; PLCB1A; PLCB1B; PLC-154; PLC-beta-1; PLCB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23236
GenID	23236
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 917-1216 von menschlichem PLCB1 (NP_056007.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQ66
Proteingewicht	139kDa
Versand	Eisbeutel