

Anti-Plcd4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Brc7

Artikelnummer: CM0025104

Einführung

PLCD4 Kaninchen pAb erkennt menschliche, murine und Ratten-Phospholipase C delta-4, geeignet für Western Blot und ELISA. Zielt auf ein Phosphoinositid-Signalenzym ab, das DAG und IP3 erzeugt und an der Akrosomenreaktion und Zellwachstum beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLCD4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PLCD4
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84812
GeneID	84812
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-290 von menschlichem PLCD4 (NP_116115.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BRC7
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eispackung