

Polyklonaler Anti-Plch1-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q4Kwh8

Artikelnummer: CM0018495

Einführung

Polyklonaler PLCH1-Kaninchenantikörper (Q4KWH8), validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Spezifisch für humanes PLCH1 mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal zur Untersuchung von Phospholipase-C-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLCH1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HPE14; PLCL3; PLC-L3; PLC eta 1; PLCH1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23007
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1100-1400 des humanen PLCH1 (NP_055811.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q4KWH8
Proteingewicht	189 kDa
Versand	Kühlakku