

Anti-Plcxd2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q0Vaa5

Artikelnummer: CM0027853

Einführung

Ein kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PLCXD2 gerichtet ist und für WB- und ELISA-Anwendungen validiert wurde; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Rolle des PI-PLC X-Domain-haltigen Proteins 2 in der Lipidsignalisierung und Kernfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLCXD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLCXD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	257068
Gen-ID	257068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-305 von menschlichem PLCXD2 (NP_001172035.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q0VAA5
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel