

Anti-Plcxd2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vaa5

Artikelnummer: CM0017837

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches PLCXD2, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Erforschen Sie die Rolle des Proteins PI-PLC X domain-containing 2 in der Lipidsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLCXD2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PLCXD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	257068
GenID	257068
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-305 des menschlichen PLCXD2 (NP_001172035.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q0VAA5
Proteinmasse	35kDa
Versand	Eisbeutel