


Anti-Pld2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14939

Artikelnummer: CM0013849



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches PLD2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Phospholipase D2 in der signalinduzierten Zytoskelett-Regulation und dem Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLD1C, PLD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5338
GenID	5338
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von menschlichem PLD2 (NP_002654.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14939
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel