

Anti-PLD3 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8lv08

Artikelnummer: CM0023937



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PLD3, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für die Untersuchung der lysosomalen Exonukleasefunktion, angeborenen Immunität und Nukleinsäuresensorik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AD19, HUK4, HU-K4, SCA46, PLD3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23646
GeneID	23646
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 279-490 von humanem PLD3 (NP_001026866) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8lv08
Proteinmasse	55 kDa
Versand	Eisbeutel