

Anti-PLD4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Bz4

Artikelnummer: CM0013659



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-PLD4-Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB und ELISA gegen humane und Ratten-PLD4. Ideal für Studien zu Nukleinsäuresensorik und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLD4 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliaße	C14orf175; PLD4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	122618
GenID	122618
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 52-200 von humanem PLD4 (NP_620145.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q96BZ4
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel