


Anti-Pleckstrin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08567

Artikelnummer: CM0003607



Einführung

Hochwertiger, spezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Pleckstrin (p47), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zur Thrombozytensignalübertragung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Pleckstrin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P47; PLEK1; Pleckstrin
Spezies	Human
GeneID (Human)	5341
GeneID	5341
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08567
Protein-Gewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel