


Anti-Plek-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08567

Artikelnummer: CM0029084



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes Pleckstrin (PLEK/p47), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Proteinkinase-C-Substratfunktion in Blutplättchen und für die diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLEK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P47; PLEK1; PLEK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5341
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-350 von humanem PLEK (NP_002655.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08567
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel