

Anti-Plekhb2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Cs7

Artikelnummer: CM0023490



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PLEKHB2 (Evectin-2), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt ein 25 kDa Protein, das am retrograden Endosomentransport beteiligt ist. Ideal für IVD-Forschung und diagnostische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLEKHB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EVT2; PLEKHB2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	55041
GeneID	55041
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 1-222 von humanem PLEKHB2 (NP_001094093.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96CS7
Proteingewicht	25kDa
Versand	Kühltasche