

Anti-Plexin A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9UIw2

Artikelnummer: CM0011142



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Plexin A1 (Q9UIW2) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Semaphorin-Signalgebung, Axonlenkung und Zellwanderung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Plexin A1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	NOV; NOV; PLXN1; DWOPNED; PLEXIN-A1; Plexin A1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5361
GeneID	5361
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem Plexin A1 (Q9UIW2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIW2
Proteinmasse	211 kDa
Versand	Eisbeutel