

Anti-Plg Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P00747

Artikelnummer: CM0026408



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Plasminogen (PLG) für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Fibrinolyse, Gewebeumbau und Gerinnungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HAE4; PLG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5340
GenID	5340
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 20-300 von humanem PLG (NP_000292.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00747
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel