


Anti-Plgf Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P49763

Artikelnummer: CM0006330



Einführung

Hochwertiger Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PLGF (Plazenta-Wachstumsfaktor), validiert für WB, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Angiogenese- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLGF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Spezies	Human
GeneID (Human)	5228
GeneID	5228
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PLGF (P49763) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49763
Protein-Gewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel