


Anti-Plgf Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49763

Artikelnummer: CM0018951



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen menschliches PLGF (Plazentawachstumsfaktor), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PLGF. Ideal für Forschung zu Angiogenese und Tumorwachstum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLGF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5228
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-170 von menschlichem PLGF (NP_002623.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49763
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel