


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Plgf-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P49763

Artikelnummer: CM0022568



Einführung

Zuverlässiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PLGF (P49763) für WB-, IF-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt PLGF von Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Angiogenese und zum Tumorwachstum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLGF-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PGFL; PIGF; PLGF; PIGF-2; D12S1900; SHGC-10760
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5228
Gen-ID	5228
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-221 des humanen PLGF (NP_002623.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49763
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel