

Anti-Plin5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q00G26

Artikelnummer: CM0024217

Einführung

Hochwertiger PLIN5 Kaninchen pAb validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Lipidtröpfchen und Stoffwechsel. SWISS Q00G26.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLIN5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLDP; LSDA5; LSP5; OXPAT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	440503
Gen-ID	440503
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 302-401 von menschlichem PLIN5 (NP_001013728.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q00G26
Proteinmasse	51 kDa
Versand	Eisbeutel