

Anti-Plin5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Bvz1

Artikelnummer: CM0026704

Einführung

Anti-PLIN5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegen Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Untersuchung der Biologie der Lipidtropfen, der Fettsäureoxidation und der metabolischen Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLIN5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLDP; Lsdp5; PAT-1; 2310076L09Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	440503
Gen-ID	66968
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 364-463 von Maus-PLIN5 (NP_080150.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8BVZ1
Proteingewicht	50 kDa/49 kDa
Versand	Eisbeutel