


Anti-Plk1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Plk1/Stpk13) Für Wb, Elisa - P53350

Artikelnummer: CM0003640



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PLK1, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus-, Ratten- und Affen-PLK1. Ideal für die Zellzyklus- und Mitoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLK1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PLK; STPK13; PLK1
Spezies	Human
Gen-ID	5347
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 272-495 von humanem PLK1 (NP_005021.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P53350
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel