


Anti-Plk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P53350

Artikelnummer: CM0027898



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PLK1, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit PLK1 aus Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Untersuchung von mitotischer Progression, Zentrosomendynamik und Zytokinese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLK1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	PLK1, PLK, STPK13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5347
GenID	5347
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 304-603 des menschlichen PLK1 (NP_005021.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53350
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel