


## Anti-Plk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nyy3

Artikelnummer: CM0025651



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PLK2 (SNK/hPlk2), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der synaptischen Plastizität und Zentriolenverdopplung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PLK2 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | SNK; hSNK; hPlk2; PLK2                                                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 10769                                                                                                                         |
| GenID             | 10769                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 361-439 von humanem PLK2 (NP_006613.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q9NYY3                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 78kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |