

Anti-Plk3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H4B4

Artikelnummer: CM0025665



Einführung

PLK3 Kaninchen-pAk, validiert für WB, ELISA in Human, Maus, Ratte. Immunogen aus rekombinantem Fusionsprotein. Serin/Threonin-Kinase PLK3, beteiligt am Zellzyklus und Stressantwort. Ideal für Apoptose- und DNA-Schädigungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLK3 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CNK; FNK; PRK; PLK-3; PLK3
Spezies	Human
GenID (Human)	1263
GenID	1263
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 487-646 von humanem PLK3 (NP_004064.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H4B4
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel