

Anti-Plk4 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O00444

Artikelnummer: CM0025770



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PLK4 (Polo-like Kinase 4) für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PLK4 (~109 kDa).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLK4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SAK; STK18; MCCRP2; PLK4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10733
Gen-ID	10733
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 641-970 von humanem PLK4 (NP_055079.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00444
Proteingewicht	109 kDa
Versand	Kühlakku