

Kaninchen-Polyklonaler Anti-PLP-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y342

Artikelnummer: CM0014492

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PLLP, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Myelinmembran-Biogenese und zur apikalen Endozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PLLP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PMLP, TM4SF11, PLLP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51090
Gen-ID	51090
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen PLLP (NP_057077.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y342
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku